

FICHE PRODUIT



Kit complet

Référence : SOC-KITOC500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Kit complet ;

Constitué :

- D'un support moulé en polystyrène anti-choc,
- D'un pulvérisateur en polyéthylène vide pouvant contenir 500 ml de solution ophtalmique ou d'eau distillée.
- Le pulvérisateur est muni d'une oeillère avec couvercle, pour un lavage rapide et aisé des yeux afin d'enlever toutes substances ou corps étrangers et prévenir tout endommagement des capacités visuelles.
- L'oeillère est munie :
 - * D'une soupape automatique pour le retour de l'air empêchant le reflux du liquide dans le flacon ;
 - * D'un disque percé qui brise le jet d'eau de façon à offrir un lavage doux et uniforme ;
 - * D'un tube pour l'évacuation du liquide de lavage déjà utilisé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/kit-d-urgence/1590-kit-complet.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com