

FICHE PRODUIT



Bloc de minéralisation Kjeldahl 6 postes DK6

Référence : SOC-H301004

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bloc de minéralisation Kjeldahl 6 postes DK6

Données techniques :

- Poids brut : 18.5 KG
- Poids net : 9 KG
- Nomenclature douanière : 90278080

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/15900-bloc-de-mineralisation-kjeldahl-6-postes-dk6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com