

FICHE PRODUIT

Cable secteur avec coude pour microscope CX

Référence : SOC-035425

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Câble d'alimentation (035425 UYCP). Comprend : bloc d'alimentation à gamme de tensions étendue (100 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 0,4 A), clé hexagonale et manuel d'utilisation.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/15901-cable-secteur-avec-coude-pour-microscope-cx.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com