

FICHE PRODUIT

Couverture isothermique pour nouveau-né

Référence : SOC-537476474

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cette couverture isothermique pédiatrique prévient l'hypothermie de Bébé et permet de maintenir sa température corporelle pendant le transfert.

Elle est destinée principalement aux professionnels de secours à savoir les pompiers, équipes de secours, ambulances...

Cette couverture isothermique est fabriquée en polyester métallisé isothermique et imperméable, très résistant.

Caractéristiques générales :

- Fabriquée en France
- Obligatoire pour le transport de nouveau-né (Arrêté du 7 février 2005).
- Certification ISO 9001 BUREAU VERITAS
- Certification ISO 14001 BUREAU VERITAS

Caractéristiques techniques :

- En polyester métallisé très résistant
- Isothermique et imperméable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Face argentée à l'extérieur : Protège de la chaleur et de l'insolation
- Face dorée à l'extérieur : Protège du froid, de la chaleur, de la pluie, de l'humidité et du vent
- Réfléchit 90 % du rayonnement infra-rouge
- Coloris : or/argent
- Dimensions : 140 x 110 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/premier-secours/15903-couverture-isothermique-pour-nouveau-ne.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com