

FICHE PRODUIT

Analyseur de protéines spécifique, PA-54

Référence : SOC-PA54GEN

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques générales :

- Ecran tactile couleur de 5,6 pouces
- Calibration par carte magnétique
- 4 canaux indépendants
- Cuvette à usage unique, non reportée
- Peut être étendu de plus de 30 paramètres
- Support LIS et code à barres
- Maintenance réduite et facile

Spécifications techniques:

- Principe: Néphélométrie
- Débit:160 échantillons / heure
- Paramètres: SAA, HS-CRP, CRP, HbA1c, β 2-MG, NGAL, FDP, RF, ASO, CYS-C, IgA, IgM, IgG, C3, C4, etc. peuvent être étendus de plus de 30 paramètres

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Échantillon type: Sang total, sérum, plasma, urine, etc.
- Source de lumière: Diode laser
- Longueur d'onde: 650 nm
- Étalonnage: Carte magnétique, rendre le résultat plus précis
- Canal de test/ 4
- Temps de réaction: 1.5 ~ 3min
- Langue: Anglais, russe
- Affichage: Écran tactile couleur de 5,6 pouces
- Mémoire: Stockage de 100 000 résultats
- Impression: Impression automatique et manuelle, imprimante thermique
- Température de fonctionnement: 10-30 ° C
- Précision: $CV \leq 5\%$
- Source de courant: CA 100 ~ 240V 50 / 60Hz
- Dimensions: 345mm × 352mm × 180mm
- Poids net: 5,4 kg
- Certifié NGSP

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/15904-analyseur-de-proteines-specifique-pa-54.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com