

FICHE PRODUIT

Alcool isopropylique (alcool 70%) , 1 Litre

Référence : SOC-AI2564

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Alcool isopropylique (alcool 70%) , 1 Litre

DESCRIPTION

- Peut convenir en tant que désinfectant corporel antiseptique sur une peau saine ou pour nettoyer une surface inerte via contact direct.
- Ne nécessite ni savon ni eau.
- Mélange à 70% d'alcool isopropylique et éthylique et 30% d'eau.
- Produit à utilisation médicale en application cutanée et/ou sanitaire.
- Idéal pour le nettoyage de surfaces importantes.
- L'alcool isopropylique à 70 % désinfecte mieux que l'alcool à 90 %, il dispose donc d'une capacité d'asepsie permettant de laver du matériel médical.
- Contenant parfait en tant que recharge d'un distributeur alcool isopropylique ou de pissettes.
- Un nettoyage ou une désinfection à l'alcool 70° peut être répétée toutes les 6 heures.
- Peut être utilisé en tant que décapant et dissolvant dans l'industrie en évitant tout contact non alimentaire.
- Pour protéger sa santé, ce produit nécessite d'être manipulé avec un équipement de protection (gants et masque).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Produit biocide détruisant les micro-organismes.
- Normes CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectants-pour-la-peau/15908-alcool-isopropylique-alcool-70-1-litre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com