

FICHE PRODUIT

Pulvérisateur 500 ml

Référence : SOC-PULVOC500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le pulvérisateur 500 ml est onstitué:

- d'un support moulé en polystyrène anti-choc,
- d'un pulvérisateur en polyéthylène vide pouvant contenir 500 ml de solution ophtalmique ou d'eau distillée.
- Le pulvérisateur est muni d'une oeillère avec couvercle, pour un lavage rapide et aisé des yeux afin d'enlever toutes substances ou corps étrangers et prévenir tout endommagement des capacités visuelles.

L'oeillère est munie:

- d'une soupape automatique pour le retour de l'air empêchant le reflux du liquide dans le flacon,
- d'un disque percé qui brise le jet d'eau de façon à offrir un lavage doux et uniforme,
- d'un tube pour l'évacuation du liquide de lavage déjà utilisé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/kit-d-urgence/1591-pulverisateur-500-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com