

FICHE PRODUIT



Tube à essais verre borosilicaté 16 x 100 mm

Référence : SOC-458746

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tube à essais verre borosilicaté 16 x 100 mm

SPÉCIFICATIONS

Verre borosilicaté 7.1

Fond rond

Capacité approx.: 15 ml

Vente en paquets de 250

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tube-de-prelevement-en-p-e-t/15913-tube-a-essais-verre-borosilicate-16-x-100-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com