

**FICHE PRODUIT**

## Sonde de Nelaton à bout Boutonne 14 CM

Référence : SOC-365247

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Sonde de Nelaton à bout Boutonne 14 CM

Sonde urinaire de Nélaton, utilisée lors de sondages vésicaux.

Dimensions de la sonde de Nélaton : Longueur de 14 cm.

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/sonde-vesicale-metallique/15924-sonde-de-nelaton-a-bout-boutonne-14-cm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)