


FICHE PRODUIT

Set de broches Kirchner lot de 10

Référence : SOC-474500-00

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Set de broches Kirchner lot de 10

Elles servent de guidage pour les implants canulés. Les broches sont disponibles en deux pointes trocars ou une pointe trocar et une pointe mousse.

Les broches de Kirschner sont livrées stériles à l'unité par boîte de 10. Il existe une large gamme de diamètres et de longueurs.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/15932-set-de-broches-kirchner-lot-de-10.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com