


FICHE PRODUIT



Film de Radiographie AGFA DT2B, Dim 25 x 30 cm, 100 films

Référence : SOC-DT2B2530

Points forts

- délais : 48 heures
- Dimensions du film de radiographie : 25 x 30 cm

Description du produit

Film de radiographie AGFA DT2B, 25 x 30

Le **film de radiographie AGFA DT2B** distribué par **SOCIMED**, offre des clichés à **niveaux de gris de qualité** diagnostic optimale.

Le film de **radiographie AGFA** a été mis au point pour équiper ces **reprographes** haut de gamme.

Il est capable de supporter le débit plus élevé des reprographes sophistiqués. La technologie d'imagerie à sec numérique directe produit des clichés à niveaux de gris avec un **DMAX** et un contraste élevés.

Elle donne des résultats de la même clarté et de la même qualité qu'un **film laser** "humide", en offrant tous les avantages de la technologie à sec : pas de développement par voie humide, pas de chambre noire, pas de produits chimiques.

Les images de qualité optimale sont générées de manière plus rapide et plus pratique.

Caractéristiques techniques:

Dimension: 25 x 30 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement minimum de vente: Boite de 100 films

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-agfa-drystar-dt2b/15939-film-de-radiographie-agfa-dt2b-dim-25-x-30-cm-100-films.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Dimensions du film de radiographie	25 x 30 cm

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com