

FICHE PRODUIT



Film de Radiographie AGFA DT2B, Dim 20 x 25 cm, 100 films

Référence : SOC-DT2B2025

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Formats de films : 10 x 12 in. (25 x 30 cm)
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Film de radiographie AGFA DT2B, 20 x 25 cm

Le **film de radiographie AGFA DT2B** distribué par **SOCIMED**, offre des clichés à **niveaux de gris de qualité** diagnostic optimale.

Le film de **radiographie AGFA** a été mis au point pour équiper ces **reprographes** haut de gamme.

Il est capable de supporter le débit plus élevé des reprographes sophistiqués. La technologie d'imagerie à sec numérique directe produit des clichés à niveaux de gris avec un **DMAX** et un contraste élevés.

Elle donne des résultats de la même clarté et de la même qualité qu'un **film laser** "humide", en offrant tous les avantages de la technologie à sec : pas de développement par voie humide, pas de chambre noire, pas de produits chimiques.

Les images de qualité optimale sont générées de manière plus rapide et plus pratique.

Caractéristiques techniques:

Dimension: 20 x 25 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement minimum de vente: Boîte de 100 films

Le film de radiographie AGFA DT2B de SOCIMED offre les avantages suivants:

- Film à niveau de gris de seconde génération à débit élevé pour le développement à sec.
- Spécialement conçu pour les reprographes DRYSTAR 5X00
- Pas de développement par voie humide, pas de chambre noire, pas de produits chimiques
- des images claires et nettes
- Excellente stabilité de l'image
- Archivage sûr pendant 20 ans

Une technologie écologique dans un système facile à utiliser

La technologie d'imagerie à sec numérique directe garantit une utilisation simple et pratique. La sensibilité à la chaleur du DT2B permet un chargement aisé à la lumière du jour, aussi facile que l'insertion d'un CD dans votre PC. Il n'y a pas de développement par voie humide ni de chambre noire. Plus besoin de produits de nettoyage, de réglages fastidieux ou d'éliminer les produits chimiques. Le développement des images est plus efficace et économique. L'emballage du film DT2B est entièrement recyclable et, combiné à l'élimination des produits chimiques, constitue une solution plus respectueuse de l'environnement.

Des images claires et nettes

Le film de radiographie AGFA DT2B distribué par SOCIMED est construit sur une base en PET d'une épaisseur de 168 µm, revêtue de sels d'argent et d'une couche protectrice sur le dessus, qui le rendent résistant aux rayures et à l'humidité. La base en PET à coins arrondis permet de manipuler le film comme n'importe quel film radiographique conventionnel. La couche d'imagerie à base d'argent est sensible à la chaleur plutôt qu'à la lumière, garantissant un faible voile et un contraste élevé ainsi qu'une excellente stabilité de l'image.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/film-agfa-drystar-dt2b/15941-film-de-radiographie-agfa-dt2b-dim-20-x-25-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Formats de films	10 x 12 in. (25 x 30 cm)
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com