

FICHE PRODUIT



Film de Radiographie AGFA DT2 Mammographie laser, 100 films

Référence : SOC-DT2M

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Film de Radiographie AGFA DT2 Mammographie laser, 100 films

Le film de radiographie **AGFA DRYSTAR DT2 Mammographie** est destiné aux applications en mammographie. Ce **film de radiographie** présente un contraste élevé et une DMAX supérieure. Ceci permet d'avoir un meilleur rendu des images sur les clichés. Le film **AGFA DRYSTAR DT2 Mammo** est confectionné sans chimie et sa technologie de traitement au laser à sec utilise la lumière et élimine ainsi toutes les étapes de développement chimique.

SOCIMED vous propose le **film de radiographie AGFA DT2 Mammographie Laser, 100 films** en plusieurs dimensions:

- 20 x 25 cm
- 25 x 30 cm
- 28 x 35 cm

Conditionnement minimum de vente: **Boîte de 100 films**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie


Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-agfa-drystar-dt2b/15943-film-de-radiographie-agfa-dt2-mammographie-laser-100-films.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dimensions_film_radiographie - 20 x 25 cm	SOC-DT2M2025	
dimensions_film_radiographie - 25 x 30 cm	SOC-DT2M2530	
dimensions_film_radiographie - 28 x 35 cm	SOC-DT2M2835	

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com