

FICHE PRODUIT



Tensiomètre anéroïde de table

Référence : SOC-060122

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tensiomètre anéroïde de table

Caractéristiques principales

- Stéthoscope détaché du brassard
- Taille du brassard avec une circonférence de bras de 16-52 cm
- Gamme 20-300 mmHg
- Ampoule de gonflage ergonomique
- Brassard en nylon durable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/15958-tensiometre-anoiride-de-table.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com