

FICHE PRODUIT

Sachet de stérilisation pour autoclave 190 x 300 mm - Boîte de 200 sachets

Référence : SOC-A41439D

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sachet de stérilisation pour autoclave 190 x 300 mm - Boîte de 200 sachets

Avec indicateur de stérilisation

Sachets de stérilisation autocollants constitués d'une face papier de qualité médicale et d'une face plastique en polyester.

La face papier est perméable à la vapeur d'eau et aux gaz sous pression, imperméable aux micro-organismes, résistante à l'humidité et au déchirement, assurant ainsi une bonne conservation de la stérilité dans le temps.

La face plastique transparente est très résistante, imperméable aux micro-organismes, à l'humidité et aux gaz avec une excellente soudure à chaud.

Système de fermeture autocollant.

- Conforme aux normes ISO11607 - EN 868-5.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Boîte de 200 sachets

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15959-sachet-de-sterilisation-pour-autoclave-190-x-300-mm-boite-de-200-sachets.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com