

FICHE PRODUIT



Segment de 20 cuvettes de lecture pour hitachi 911

Référence : SOC-CHITA911

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Segment de 20 cuvettes de lecture pour HITACHI 911

Condition minimum de vente: Boîte de 6 segments.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-biochimie-et-d-immunologie/1596-segment-de-20-cuvettes-de-lecture-pour-hitachi-911.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com