

FICHE PRODUIT

Bandelettes ACCU-CHEK GUIDE - Boîte de 100

Référence : SOC-102719

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bandelettes ACCU-CHEK® GUIDE - Boîte de 100

Les bandelettes Guide sont conçues pour un autocontrôle du diabète : maladie chronique causée par un excès de sucre dans le sang.

Les 100 bandelettes réactives Guide Accu-Chek sont utilisables en autocontrôle pour la détermination de la glycémie. C'est un moyen de mesurer le taux de sucre dans le sang pour les personnes diabétiques.

Ces bandelettes s'emploient avec le lecteur de glycémie Accu-Chek Guide.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bandelettes-reactives/15960-bandelettes-accu-cheqr-guide-boite-de-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com