


FICHE PRODUIT



Porte plombée pivotante poussant droit, dim:123 x 204 cm, eq:1mm

Référence : SOC-AB1212222

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Porte plombée pivotante

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/paravents-et-rouleaux-en-plomb/15964-porte-plombee-pivotante-poussant-droit-dim-123-x-204-cm-eq-1mm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com