

FICHE PRODUIT



Tensiomètre à mercure mural

Référence : SOC-32763G

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques

- Tensiomètres à mercure très avantageux.
- Coque en plastique hautement résistante, avec support de rangement.
- Tube en verre haute précision avec $\varnothing$ interne de $4,2 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$.
- Façade avant munie d'une échelle graduée simple à lire. Lecture maximum jusqu'à $300 \text{ mmHg} \pm 3 \text{ mmHg}$.
- Système de verrouillage du mercure.
- Casier de rangement pratique.
- Tubulure spirale extensible jusqu'à 3 m.
- Poire sans latex et valve de décompression chromée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-a-colonne/15965-tensiometre-a-mercure-mural.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com