

FICHE PRODUIT



Canule à Injection Rycroft, air, coudée, 0,3 mm

Référence : SOC-BIC92103

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Canule à Injection Rycroft, air, coudée, 0,3 mm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instrumentation-pour-l-ophtalmologie/15976-canule-a-injection-rycroft-air-coudee-0-3-mm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com