

FICHE PRODUIT

Pince à Cornée de Bonn

Référence : SOC-BIP52651

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pince à Cornée de Bonn

Poids: 0.009Kg Dimensions (l x H x P): 8 x 0.7 x 20.4 cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instrumentation-pour-l-ophtalmologie/15979-pince-a-cornee-de-bonn.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com