

FICHE PRODUIT



Porte-aiguille Barraquer, courbe, 11,5 cm

Référence : SOC-BIP54111

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Porte-aiguille Barraquer, courbe, 11,5 cm

Poids: 0.019 Kg

Dimensions (l x H x P): 1.9 x 0.7 x 11.5 cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/instrumentation-pour-l-ophtalmologie/15981-porte-aiguille-barraquer-courbe-11-5-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com