

FICHE PRODUIT

Sonde endovaginale pour échographe I50

Référence : SOC-167710

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sonde endovaginale pour échographe I50

Description de la Sonde endovaginale pour échographe i50

- Sonde transvaginale 6E10A
- Applications : OB/GYN
- Fréquence centrale : 6,5MHz
- Nombre d'éléments : 64
- Fréquence des harmoniques : TH15.0
- Fréquence de base : 4,0, 6,5, 7,5, 9,0 MHz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-echographe/15983-sonde-microconvexe-pour-echographe-i50.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com