

FICHE PRODUIT



Kit complet de drainage thoracique taille adulte

Référence : SOC-639.24

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Contenu du kit complet de drainage thoracique :

- 1 drain trocart O.R.X.
- 1 champ fenestré 60 x 50 cm
- 2 cupules rectangulaires
- 4 tampons
- 8 compresses 10 x 10 cm
- 2 pinces à pansement
- 2 seringues 10 ml
- 1 aiguille 38 mm 12/10^e (18 G) pour aspiration de l'anesthésique
- 1 aiguille 15 mm 5/10^e (25 G) pour le bouton dermique
- 1 aiguille 38 mm 8/10^e (21 G) pour anesthésie locale
- 1 aiguille 38 mm 9/10^e (20 G) pour ponction exploratrice
- 2 aiguilles pour suture

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 scalpel
- 1 valve aspifoulante
- 1 poche graduée pour recueil du liquide aspiré
- 1 rouleau de bande adhésive largeur 75 mm
- 1 paire de gant

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/drainage-vasculaire/15984-kit-complet-de-drainage-thoracique-adulte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com