

FICHE PRODUIT

Garrot pneumatique DTS 3000

Référence : SOC-GMA554000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le Garrot DTS 3000 5 brassards fait partie de la nouvelle génération de garrots électroniques. Ce garrot pneumatique pour chirurgie (particulièrement conçu pour la traumatologie et l'orthopédie), facilement nettoyable et, il interrompt la circulation artérioveineuse dans la région située en aval, permettant ainsi d'avoir un champ décontaminable, est équipé d'un grand écran LCD couleur 7 pouces, facilitant la lecture ! Placé au niveau d'un membre opératoire exsangue. Son utilisation a pour objectif de diminuer le saignement perio-pératoire et de faciliter le geste chirurgical. Et ne modifie ni les pertes sanguines globales (péri-opératoires) ni la durée opératoire.

Les 5 brassards autoclavables sont extrêmement souples, sans plis. Grâce à une nouvelle conception supprime les pincements, réduisant ainsi la pression d'occlusion et les lésions cutanées associées, offrant un meilleur enroulement du membre confort absolu.

Caractéristiques techniques.

Technologie IOP « Pression individualisée d'occlusion » : la technologie IOP, permet grâce à un capteur (SpO2) placé en aval de la zone d'hémostase de calculer automatiquement et de manière optimale la pression et ainsi limiter les complications liées à l'utilisation du garrot.

- Fonction secours : permettant même en cas de panne électrique de fonctionner 6 heures.
- Façade tactile (pas de bouton), grand écran 7 pouces lisse sans aucune aspérité pour un nettoyage une désinfection du garrot chirurgical simplifiés et optimisés.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Calibrage automatique.
- Mémoires (date, heure, pression, brassard).
- Plage de pression : 20-700 Mm Hg
- Alimentation : sur batterie : 6 heures d'autonomie permettant d'opérer même sans alimentation secteur
- Dimensions : 180x200x260 mm
- Poids : 3 000 kg

Livré avec :

- 1 Garrot DTS3000 + batterie
- 1 Câble secteur
- 4 Tuyaux
- 1 capteur IOP (Mesure de la pression d'occlusion optimale)
- 1 Set de 5 brassards comprenant : 1 Brassard Simple 61x9cm, 1 Brassard Simple 80x9,1 Brassard Conique 90x12cm, 1 Brassard Double 57x10cm, 1 Brassard Double 80x15cm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-congestion-sanguine/15985-garrot-pneumatique-dts-3000.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com