

FICHE PRODUIT

Cisaille à plâtre de Brun

Référence : SOC-4731023

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fabriquée en acier inoxydable, la cisaille à plâtre de Brun est un instrument médical destiné à des petits soins non invasifs. Elle permet de couper, tenir, gratter, scier etc ...

Sa mâchoire dotée d'une lame lisse et d'une lame dentelée est bien adaptée pour la découpe des plâtres. Avec son bout arrondi, la cisaille de Brun ne risque pas de blesser le patient.

Elle se nettoie facilement à la main ou en machine avec un produit nettoyant qui n'attaque pas l'acier inoxydable.

La cisaille à plâtre de Brun est autoclavable à 134 °C pendant 18 minutes.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/15986-cisaille-a-platre-de-brun.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com