

FICHE PRODUIT



Ecarteur à plâtre de Henning

Référence : SOC-4732000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'écarteur à plâtre de Henning, en acier inoxydable, est un instrument chirurgical destiné à des petits soins non invasifs. Lors de l'ablation d'un plâtre, il sert à ouvrir le plâtre (préalablement cisailé par une cisaille de Stille ou de Brun ou par une scie électrique oscillante) pour pouvoir l'enlever. Doté de mors plats, sans risque pour le patient, cet écarteur permet d'exercer facilement une forte pression sur les bords du plâtre pour dégager le membre.

Il est autoclavable (134°C pendant 18 minutes). Il se nettoie en machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.

Caractéristiques de l'écarteur à plâtre de Henning

Ecarteur en acier inoxydable.

Autoclavable à 134 °C pendant 18 minutes.

Nettoyage en machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.

Longueur : 28 cm.

Mors de 5cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15987-ecarteur-a-platre-de-henning.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com