

FICHE PRODUIT

Moniteur de signes vitaux ZeniXx 2000B avec écran LCD couleur (PNI - SpO2 - ECG - FC - Température - Respiration)

Référence : SOC-ZMON20B2222

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur de signes vitaux ZeniXx 2000B avec écran LCD couleur (PNI - SpO2 - ECG - FC - Température - Respiration)

Le **moniteur de signes vitaux ZENIXX avec écran LCD couleur** est un moniteur compact, léger, qui possède un crochet de fixation pour une utilisation aisée. Ce moniteur possède un écran 8 pouces LCD qui vous permet d'observer les mesures, les tracés et les alarmes des paramètres mesurés à savoir: **PNI, SpO2, ECG, FC, Température et Respiration.**

Caractéristiques techniques

Ecran LCD:

8 pouces (20.32 cm)

Menu 5 touches

Affichage des valeurs: SPO2, PNI, ECG, Fréquence Cardiaque, Respiration et Température.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Mémoire: 1000 mesures PNI et alarmes

Sauvegarde: 168h d'enregistrement de données

Port USB

Paramètres mesurés:

- Analyse d'arythmie, zone de surveillance segment ST et complexes QRS.
- ECG: 3 formes d'ondes.
- 3 modes de mesure PNI: manuel, automatique, STAT.
- Alarmes sonores et visuelles paramétrables.
- Plage de mesure SPO2: 0 à 100%, précision +/- 2%.
- Plage de mesure PNI: 40 à 270 mmHg.
- Plage de mesure Fréquence cardiaque: 0 à 254 bpm, précision +/- 2 bpm.
- Plage de mesure Température: 0°C à 50°C, précision +/- 0,1°C.
- Batterie interne au lithium, autonomie 5h30 d'utilisation continue.
- Durée de vie de la batterie: environ 800 fois le cycle de charge.
- Indicateur de batterie faible.

Dimensions: 175 x 210 x 80 mm.

Poids: 1,35 Kg (batterie incluse).

Livré complet avec accessoires : 1 câble ECG 5 dérivations, 1 brassard PNI adulte, 1 câble d'extension PNI, 1 capteur SpO2 réutilisable doigt adulte, 1 sonde de température (peau), 1 adaptateur secteur.

Garantie moniteur : 2 ans.

Matériel Médical CE.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-multiparametres/15990-moniteur-de-signes-vitaux-zenixx-2000b-avec-ecran-lcd-couleur-pni-spo2-ecg-fc-temperature-respiration.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com