

FICHE PRODUIT

Protection en silicone pour ouvre-bouche Boyle-Davis

Référence : SOC-900093

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Boîte de 10

Description du produit

Protection silicone Pour ouvre-bouche de Boyle-Davis Autoclavable à 140°

Conditionnement: Sachet de 10

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/15993-protection-en-silicone-pour-ouvre-bouche-boyle-davis.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Boîte de 10

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com