

FICHE PRODUIT



Boîte de transport pour lames porte-objets, Pour: 1 lame porte-objets (sachet 10)

Référence : SOC-BPP1LAM

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boîte de transport pour lames porte-objets, Pour: 1 lame porte-objets

Matériel: PP. Autoclavable : Oui.

Pour lames porte-objets 76 x 26 mm. Convient parfaitement pour l'envoi par courrier postal.

Informations techniques

Pour : 1 lame porte-objets

Longueur : 50mm

Largeur: 100 mm

Conditionement: en sachet 10

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-d-expedition-pour-echantillons-biologiques/16000-boite-de-transport-pour-lames-porte-objets-pour-1-lame-porte-objets.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com