

FICHE PRODUIT



Sonde de transducteur de la cadence II TOCO d'Edan pour F6/F9 avec 6pin MS3-31527 (B)

Référence : SOC-30222

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sonde de transducteur de la cadence II TOCO d'Edan pour F6/F9 avec 6pin MS3-31527 (B)

1. caractéristiques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Paramètre technique	Type de connecteur	Redel 6pin
	Extrémité patiente	TOCO
	Marque compatible	Edan
	Matériel	TPU
	Couleur de câble	Gris
	Autre	Nouveau compatible
	Longueur	3m
Garantie	1 an	
emballage	1 PCs/sac	
Délai de livraison	3-5 jours ouvrables	
Application	Moniteur foetal	
modèle approprié	F6 / F9	

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16001-sonde-de-transducteur-de-la-cadence-ii-toco-d-edan-pour-f6-f9-avec-6pin-ms3-31527-b.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com