

FICHE PRODUIT

Fauteuil et unité dentaire mobile complet

Référence : SOC-U7607046

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fauteuil et unité dentaire mobile complet

Le **fauteuil et unité dentaire mobile complet** est composé de: 01 fauteuil patient, 01 unité dentaire, 01 Partie crachoir, 01 crachoir, 01 éclairage LED.

Le **fauteuil et unité dentaire mobile** inclut une caisse en métal avec 04 roues permettant le déplacement de l'ensemble.

Caractéristiques techniques :

Fauteuil patient :

- Ajustement mécanique du dossier ;
- Hauteur fixe du fauteuil ;
- Position d'urgence ;
- Têtière multi-articulée ;
- Accoudoir droit pivotant ;
- Partie repose-jambes pliable et ajustable ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Revêtement avec traitement imperméable et anti-bactérien ;

Unit dentaire :

- Plateau en acier inoxydable ;
- Hauteur ajustable du module ;
- 2 cordons pour instruments rotatifs et 1 seringue multi-fonctions air-eau ;
- Instruments rotatifs inclus : 1 turbine, 1 micro-moteur à air, 1 contre-angle et 1 pièce à main, 1 seringue air-eau.
- Réservoir d'eau équipé d'un filtre.

Eclairage :

- Lampe LED mono-focale (consommation faible et effet de chaleur réduit) ;
- 20.000 Lux ;
- Miroir réfléchissant à multi-facettes ;
- Protection en polycarbonate ;
- Double poignée.

Partie crachoir :

- Crachoir en polyester translucide très résistant.
- Remplissage du gobelet et rinçage de cuvette.
- Détartreur à ultrasons avec lumière LED et fonction "endo" ;
- Lampe à photopolymériser LED, puissance 1000 to 1200 mW/cm2, embouts pour photopolymérisation et blanchiment, écran protecteur.

Compresseur :

- Sans huile - moteur 1 CV ;
- Pression maximum : 120 psi / 8 bar
- Pression de travail : 100 psi / 6,8 bar
- Filtre pour résidus solides ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Condensateur de vapeur avec jauge de pression ;
- Réservoir d'air intégré de capacité de 3 litres.

Tabouret :

- Hauteur ajustable avec un piston à gaz ;Stool :
- Inclinaison du dossier ;
- 5 roulettes.

Poids total brut : 173 kg

Poids total net : 150 kg

Volume : 0,800 m3

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-dentaire/16002-fauteuil-et-unite-dentaire-mobile-complet.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com