

**FICHE PRODUIT**

## Film de radiographie DVE pour reprographe Laser 5950

Référence : SOC-X5950

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Film de radiographie DVE pour reprographe Laser 5950

Fabriqués pour remplacer **les films DVB**, Les **films de radiographie DVE** sont compatibles pour les reprographes laser 5950. **Les films Carestream DVE améliorent la visibilité de l'image dans les régions à faible densité et à haute densité.** De plus, ils **durent plus longtemps, traitent plus efficacement et optimisent votre inventaire de films.**

#### Spécificités des films DVE:

- Archivabilité des films à vie (plus de 100 ans)
- Adapté à une gamme d'imageurs et d'applications de radiologie générale
- Cinq tailles de film sur une base de polyester bleu de 7 mil
- Système AIQC adapté aux imageurs laser DRYVIEW
- L'AIQC garantit que le contraste et la densité répondent aux préférences de l'utilisateur
- Contrôle qualité effectué sans intervention de l'opérateur pour améliorer la productivité

**Formats disponibles (en cm):** 20 x 25, 25 x 30, 28 x 35, 35 x 35 et 35 x 43 cm

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

**Conditionnement minimum de vente:** Boite de 125 films

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/film-de-radiographie-kodak-dvb/16015-film-de-radiographie-dve-pour-reprographe-laser-5950.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Déclinaisons

| Désignation                               | Référence :   | EAN13 : |
|-------------------------------------------|---------------|---------|
| dimensions_film_radiographie - 20 x 25 cm | SOC-X59502025 |         |
| dimensions_film_radiographie - 25 x 30 cm | SOC-X59502530 |         |
| dimensions_film_radiographie - 28 x 35 cm | SOC-X59502835 |         |
| dimensions_film_radiographie - 35 x 35 cm | SOC-X59503535 |         |
| dimensions_film_radiographie - 35 x 43 cm | SOC-X59503543 |         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com