

FICHE PRODUIT

Doppler foetal portable

Référence : SOC-09222

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Doppler foetal portable

Description:

Écouter le rythme cardiaque de votre bébé n'a jamais été aussi chargé. Vérifiez simplement le rythme cardiaque de votre bébé n'importe où, n'importe quand, à votre convenance. Ce véritable moniteur de fréquence cardiaque fœtal Doppler pour bébé Angelsounds est le moyen idéal pour écouter le rythme cardiaque de votre bébé à la maison à tout moment. Désormais, toutes les mères peuvent profiter du plaisir d'écouter le cœur de leur bébé dans le confort de leur foyer.

De nombreuses femmes enceintes s'inquiètent pour leur bébé à naître pendant la grossesse. Pour ces mères inquiètes, il peut être très rassurant d'acheter un système doppler foetal.

Instructions d'utilisation:

Pour enregistrer le rythme cardiaque de bébé, les mères peuvent brancher le câble d'enregistrement dans l'une des prises casque sur le doppler. L'autre extrémité du câble doit être branchée dans la prise microphone d'un ordinateur. Les mères peuvent brancher des écouteurs dans l'autre prise pour écouter le rythme cardiaque et être enregistré. Appuyez la sonde doppler contre l'abdomen et allumez l'appareil Angelsounds. À l'aide d'un logiciel d'enregistrement sur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

l'ordinateur, appuyez sur le bouton «Enregistrer» et l'ordinateur commencera à enregistrer le rythme cardiaque du bébé.

Caractéristiques:

- L'ultrason est inférieur à la norme de puissance ultrasonique nationale de plus de 50%
- La conception compacte et portable permet une utilisation et un transport pratiques.
- Un grand écran LCD rétroéclairé affiche le rythme cardiaque du fœtus.
- Sonde étanche interchangeable.
- Le haut-parleur intégré donne une voix claire et forte.
- Fonction d'arrêt automatique en cas d'absence de travail pendant une minute.
- La batterie complètement chargée permet de travailler en continu pendant plus de 10 heures.
- Une sensibilité élevée peut détecter le pouls du fœtus de 12 semaines.
- Trois modes de calcul pour calculer la fréquence cardiaque fœtale: instantané, 10 secondes en moyenne et manuel.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**

<https://www.socimed.com/doppler-foetal/16021-doppler-foetal-portable.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com