

FICHE PRODUIT

Pipette ToPpette 8 canaux, Volume 50-300ul

Référence : SOC-10522

Points forts

- délais : 48 heures
- Tolérance des pipettes : $\pm 0.001\text{ml}$

Description du produit

Pipette ToPpette 8 canaux, Volume 50-300ul

Convient aux plaques à orifice standard 96.

Conception spéciale de connexion de buse, facile à observer l'état d'étanchéité.

Chaque joint de tuyau a un dispositif à piston indépendant, ce qui est pratique pour l'entretien.

Gamme : 50--300ul

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/micropipette-toppette/16023-pipette-toppette-8-canaux-volume-50-300ul.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Tolérance des pipettes	$\pm 0.001\text{ml}$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com