

FICHE PRODUIT

Microscope binoculaire MOTIC Modèle 1820 LED à commande indépendante

Référence : SOC-PM1820

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Microscope : Optique
- Tête d'observation : Binoculaire
- Type d'Eclairage : Lampe LED

Description du produit

Microscope binoculaire MOTIC Modèle 1820 LED à commande indépendante

Un microscope à polarisation binoculaire avec éclairage LED pour les débutants. Lames minces de minéraux et de roches, de fibres et de feuilles, même d'échantillons botaniques : avec sa platine rotative à 360°, ce microscope dépasse le simple contraste Pol d'un microscope biologique en termes de détection précise de la biréfringence.

Spécifications techniques

Système optique : système optique fini, 160 mm

Tube d'observation : Binoculaire - type coulissant

Inclinaison : inclinée à 45°, rotation à 360°

Distance interpupillaire : 55-75 mm

Réglage dioptrique : Sur les deux tubes, +/- 5 dioptries

Analyseur : analyseur d'entrée/sortie

Polariseur : Polariseur pivotant vers l'intérieur/l'extérieur, tournant à 360°

Oculaire(s) : Widefield WF10X/18 mm, un avec réticule à réticule simple

Embout : Embout rotatif quadruple inversé avec arrêts à déclic

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Classification objective : EA Achromatique, DIN

Informations objectives : 4X/0,10, 10X/0.25, 40X/0.65/S

Platine : Rotation circulaire à 360° avec clips à ressort

Taille de platine : Ø135mm

Condenseur : Condenseur Abbe N.A. 1,25 focalisable avec diaphragme à iris

Mécanisme de mise au point : système de mise au point grossier et fin séparé avec réglage de la tension

Précision de mise au point fine : incrément minimum de 2 µm

Éclairage : éclairage transmis intégré, halogène 12 V/20 W avec contrôle d'intensité

Longueur x largeur x hauteur : 220 x 172 x 372 mm

Poids : 4,8 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/16025-microscope-binoculaire-motic-modele-1820-led-a-commande-independante.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Microscope	Optique
Tête d'observation	Binoculaire
Type d'Eclairage	Lampe LED

SOCIMED SARL


9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com