

FICHE PRODUIT

Microtube ClikLok[®] 0,6ml avec cape attenante naturel

Référence : SOC-MTMCLK06

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Microtube ClikLok[™] 0,6ml avec cape attenante naturel

Les **microtubes ClikLok avec cape attenante naturel** sont fabriqués à partir du polypropylène. Clipsable, ce microtube est autoclavable et possède une cape perçable. Le **microtube ClikLok** est gradué et peut être utilisé à une température de 121°C max.

Le **microtube** peut également être utilisé en bain-marie.

Le **microtube ClikLok** est adapté pour:

- Manipulation
- Bain marie à ébullition
- Centrifugation
- Stockage

Avantages

- Bouchons plats facilitant l'étiquetage
- Bouchons à scellage Cliklok[™] (fermeture en 2 étapes) réduisant les risques d'ouverture lors d'un changement soudain de température (froid/chaud) au moment du stockage ou du transport

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Microtubes conditionnés dans des sachets rescellables

Conditionnement minimum de vente: Sachet de 500

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microtubes-standards/16026-microtube-clikloktm-0-6ml-avec-cape-attenante-naturel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com