

FICHE PRODUIT



PORTE-AIGUILLE D'ESCOFFIER Trachéal 2 griffes mousses

Référence : SOC-N12074

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

PORTE-AIGUILLE D'ESCOFFIER

Porte-aiguille d'Escoffier

Mors lisses

Longueur 12 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16028-porte-aiguille-d-escoffier-tracheal-2-griffes-mousses.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com