

FICHE PRODUIT

Tube à hémolyse cylindre. PS, 13x75mm non stérile

Référence : SOC-411518

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tube à hémolyse cylindre, 13x75mm

Polystyrène

Conditionnement : 1000 pcs

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-hemolyse/16031-tube-a-hemolyse-cylindre-ps-13x75mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com