

FICHE PRODUIT



Masque de VNI VariFit[™] avec fuite intentionnelle et valve de sécurité

Référence : SOC-22600

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Masque de VNI VariFit[™] avec fuite intentionnelle et valve de sécurité

Le VariFit[™] est un masque de VNI à patient unique, pour un usage hospitalier, doté d'un bourrelet avec technologie AIR[®]gel[®] pour un confort accru du patient. Le raccord coudé à rotule possède un code couleur facilitant le choix du clinicien pour un modèle biniveau/CPAP à utiliser avec un circuit monobranche, ou pour ventilation non invasive à utiliser avec un circuit double-branche. Le serre-tête respirant, à fixation rapide, est conçu pour s'adapter parfaitement au patient et améliorer son confort.

Les masques VariFit sont disponibles en 3 tailles, avec un guide de taille pour vous aider à choisir le modèle adapté à votre patient.

Les masques à fuite intentionnelle VariFit sont pourvus d'un raccord coudé transparent et sont conçus pour une utilisation avec des circuits respiratoires à simple branche non équipés d'une fuite intentionnelle.

Vendu en lot de 08

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/16032-masque-de-vni-varifit-m-avec-fuite-intentionnelle-et-valve-de-securite.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
masque_taille - S	SOC-22600-a	
masque_taille - M	SOC-22610	
masque_taille - L	SOC-22620	
masque_taille - XL	SOC-22770	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com