

FICHE PRODUIT

Stéthoscope Idéal+ pavillon simple adulte

Référence : SOC-DH7081B

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Stéthoscope Idéal+ pavillon simple adulte | Fiabilité et accessibilité pour les soins courants

Le **stéthoscope Idéal+ à pavillon simple** répond aux besoins des établissements de santé, centres de formation et postes de premiers secours qui recherchent un instrument d'auscultation fiable à un tarif accessible. Idéal pour un usage quotidien non critique.

Acoustique simple et efficace pour les soins non critiques

Son **pavillon simple adulte** permet l'auscultation des sons cardiaques et pulmonaires dans les environnements de soins non critiques. Son design compact et sa légèreté (150 g) le rendent facile à utiliser et à transporter.

Idéal pour la formation et les secouristes

Choix économique pour les écoles d'infirmiers, les centres de formation aux premiers secours et les établissements qui équiper plusieurs postes. Offre un excellent rapport qualité/prix pour un usage d'initiation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

- Pavillon simple adulte
- Poids : 150 g — Couleur : bleue
- Usage : soins non critiques, formation, premiers secours
- Prix accessible — Excellent rapport qualité/prix

Garantie : 1 an.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/16033-stethoscope-ideal-pavillon-simple-adulte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com