

FICHE PRODUIT



Masques chirurgicaux non-tissé, triple épaisseur-haute filtration

Référence : SOC-MASQHF

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Masques chirurgicaux non-tissé, triple épaisseur, haute filtration :

- * En polypropylène non tissé;
- * Non stériles;
- * Longueur : 175 mm;
- * Largeur : 95 mm;
- * Fixation auriculaire par boucles élastiques sans latex;
- * Barrette nasale en plastique souple laminé avec fil d'aluminium;
- * Usage unique;
- * Couleur: bleue;
- * Condition minimum de vente : Boîte de 50.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/masques/1604-masques-chirurgicaux-non-tisse-triple-epaisseur-haute-filtrati.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com