

FICHE PRODUIT

Film de radiographie orthochromatique AGFA CP-G PLUS, fond vert, 100 films

Référence : SOC-EA2202

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Film de radiographie orthochromatique AGFA CP-G PLUS, fond vert, 100 films

Le **film de radiographie ortho AGFA CP-G PLUS** est utilisé avec des écrans renforceurs qui émettent dans le vert. Le **film orthochromatique AGFA** permet de développer l'image dans une chambre noire à l'aide de produits chimiques adaptés (révélateur et fixateur d'image).

Les formats disponibles:

18 x 24 cm

24 x 30 cm

30 x 40 cm

35 x 35 cm

36 x 43 cm

15 x 30 cm

Conditionnement minimum de vente: Boite de 100**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-agfa-cp-g/16041-film-de-radiographie-orthochromatique-agfa-cp-g-plus-fond-vert-100-films.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dimensions_film_radiographie - 18 x 24 cm	SOC-EA22021824	
dimensions_film_radiographie - 24 x 30 cm	SOC-EA22022430	
dimensions_film_radiographie - 30 x 40 cm	SOC-EA22023040	
dimensions_film_radiographie - 35 x 35 cm	SOC-EA22023535	
dimensions_film_radiographie - 36 x 43 cm	SOC-EA22023643	
dimensions_film_radiographie - 15 x 30 cm	SOC-EA22021530	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com