

FICHE PRODUIT



Lampe Opération (scialytique) modèle skyline slg-100m

Référence : SOC-SLG-100M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Elle se présente sous la forme d'une coupole sur pied, légère, stable et facilement manœuvrable.

Elle est munie d'un réflecteur polygonal avec filtre de chauffage qui réduit et stabilise la température et sa couleur. Sa lumière est normale et sa température de couleur est de 4.300°K +/- 200°K.

Elle est fournie avec une télécommande sans fil et un panneau de commande sur la coupole. La luminosité est réglable de 0 à 100% par un affichage LED. Elle est composée d'une ampoule principale et de deux ampoules auxiliaires.

Son système automatique d'interruption fonctionne dès que l'ampoule principale ne marche pas. Si l'ampoule principale tombe en panne, le MUTE s'active et la première ampoule auxiliaire ou la seconde se met en route. Chaque minute, un bip d'alerte vous rappelle que l'ampoule principale est en panne. La luminosité précédente est mémorisée pour la prochaine utilisation/opération.

La poignée stérilisable peut-être facilement enlevée. Elle est munie en option d'un system UPS et d'un système de caméra vidéo. 4760 morceaux convexes sont installés sur la lamelle du réflecteur ce qui permet une parfaite mise au point.

CARACTERISTIQUES :

* Lampe : 1 pièce

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Diamètre de la lampe : 62 cm
- * Réflecteur : réflecteur polygonal
- * Intensité : > 110000 Lux (chacune)
- * Température de couleur : 4300°K+/-200
- * CRI : 93+/-3
- * Profondeur de foyer : 60 cm ~ 180 cm
- * Profondeur de lumière : 70 cm
- * Ampoule spécifique : 24 V 150 W halogène.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-scialytiques/1605-lampe-d-operation-scialytique-modele-skyline-slg-100m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com