

FICHE PRODUIT

Conductimètre de paillasse HI5321, 1 voie

Référence : SOC-HI5321-02

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le conductimètre de paillasse HI5321, HANNA® a été spécialement conçu pour les laboratoires de recherche et pharmaceutiques. L'instrument mesure la conductivité, les TDS, la résistivité, la salinité et la température.

Il permet la mesure de la conductivité sur une plage de mesure étendue de 0,001 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 1 S/cm . La sonde à 4 anneaux, livrée avec l'instrument, assure une excellente linéarité sur l'intégralité de la gamme et des mesures professionnelles d'une exactitude exceptionnelle. Bénéficiant des derniers apports technologiques, l'instrument est très simple d'appréhension. Intuitif, il ne nécessite pas une longue période de familiarisation.

Un menu d'aide contextuelle accompagne l'utilisateur dans toutes ses opérations, assurant fluidité dans les procédures et absence d'erreurs. **Personnalisation des méthodes de travail** L'utilisateur peut configurer l'instrument en fonction de ses propres besoins, ses applications de routine et enregistrer jusqu'à 10 profils.

Par simple pression d'une touche, les méthodes mémorisées peuvent être rappelées et sont instantanément opérationnelles, évitant une perte de temps liée à une nouvelle configuration et faillibilité des résultats due à des procédures éventuellement dissemblables.

Livré avec une sonde conductivité 4 anneaux HI 76312, des solutions d'étalonnage 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ HI 70031, 5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ HI 70039 et 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$ HI 70030, des solutions de rinçage pour sondes HI 70000, un support d'électrodes HI 76404W et un adaptateur secteur 12 V.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/16051-conductimetre-de-paillasse-hi5321-1-voie.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com