

FICHE PRODUIT

Microscope binoculaire DM500

Référence : SOC-13613207

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le microscope binoculaire DM500, LEICA®, à éclairage LED est un appareil adapté à un usage régulier, notamment pour l'enseignement de biologie à l'université.

Ce matériel de laboratoire dispose d'un tube EZ inclinée à 45°, d'oculaires 10/20 fixes et pré-réglés, d'un revolver 4 positions équipé d'objectifs plan x4, x10, x40, x100.

Le microscope binoculaire DM500, LEICA®, est doté d'une platine manuelle commande à droite sans déport de crémaillère et avec support de lame.

Conçu pour un apprentissage facile, le condenseur d'Abbe est pré-centré et pré-réglé, doté d'une fente pour coulisseau de contraste de phase et de fond noir (en option) et de repères de couleur correspondant aux grossissements d'objectifs, permettant d'éviter les ajustements incorrects.

Le microscope binoculaire DM500, LEICA®, possède une poignée de transport intégrée et un enrouleur de câble, facilitant son transport.

Livré avec de l'huile d'immersion, housse de protection et mode d'emploi.

Grossissement : 4x 10x 40x 100x

Objectif : Plan

Type : binoculaire

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Source lumineuse : LED

Oculaires : WF10x/20mm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie**Garantie 2 ans**

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/16052-microscope-binoculaire-dm500.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com