

FICHE PRODUIT



Débitmètre à air, 0-15 l/min avec prise NF

Référence : SOC-5540303

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Débitmètre à air, 0-15 l/min avec prise NF

Les débitmètres à bille sont recommandés en oxygénothérapie, sont légers, faciles à utiliser, efficaces et précis.

Ils compensent les variations de pression de canalisation en admettant toute la pression dans la conduite, en maintenant la pression et en fournissant au patient le débit sélectionné à la pression atmosphérique à travers le masque, les lunettes nasales, le nébuliseur, l'humidificateur, etc...

Corps en laiton chromé mat.

Bouton de réglage en polyamide.

Tube extérieur et intérieur en polycarbonate.

Bille en acier inoxydable.

Sortie DISS en laiton chromé mat.

Sans latex.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécification techniques:

Dimensions (Largeur x Hauteur): 27 x 148 mm

Poids : 164 g

Options des gaz : O2 et Air

Embouts :

- BS, NF, DIN et SS autres embouts consulter
- Sans embout (filetage Whitworth G1/8" F

Connexion de sortie :

- DISS O2 9/16" - 18h UNF
- Raccord DISS pour tube, O2 et Air

Pression d'entrée : 4,2 bar - 65 psi - 450 kPa

Précision : ±10%

Échelles de :

- De 0 à 5 L/min
- De 0 à 15L/min
- De 0 à 30L/min

Option : Pour montage au rail

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/16055-debitmetre-a-air-0-15-l-min-avec-prise-nf.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com