

FICHE PRODUIT

Tableau de vision des équipements ophtalmiques de qualité, Modèle RS230A/RS230AP

Référence : SOC-ZN230

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tableau de vision des équipements ophtalmiques de qualité, Modèle RS230A/RS230AP

Description:

Carte polarisée pour test binoculaire
Affichage haut contraste et lumineux de 23 pouces
Fonctionnement fluide et silencieux
Télécommande sans fil
Large gamme de types de tests
Réglage précis de la distance
Montage facile
Séquence de test aléatoire

Caractéristiques:

Affichage: 23 "LED (couleur) Moniteur haute résolution
Luminosité: 250 cd / m²;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Version de graphique: E, C ABC, 123, Enfant, version spéciale

Acuité graphique: 6 / 3-6 / 150 20 / 10-20 / 500 0,04-2,0

Distance: 2.0 ~ 7.0m

Alimentation: entrée: AC110-220V AC +/- 10%, 50 / 60Hz

Consommation d'énergie: $\leq 36W$

Dimension: 531mm (L) x 394mm (H) X121mm (P)

Poids: 3,8 kg (poids net)

Télécommande: IR

Piles pour télécommande: 3A

Cartes E, cartes C, lettres, graphiques, enfants

Graphiques, graphiques de daltonisme ETDRS, fonction d'affichage miroir, il existe aussi des lettres arabes et russes

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-d-ophtalmologie/16057-tableau-de-vision-des-equipements-ophtalmiques-de-qualite-modele-rs230a-rs230ap.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com