

FICHE PRODUIT

Lampe Opération (scialytique) modèle skyline slg-100w

Référence : SOC-SLG-100W

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Elle est composée d'une ampoule principale et de deux ampoules auxiliaires. Son système automatique d'interruption fonctionne dès que l'ampoule principale ne marche pas. Si l'ampoule principale tombe en panne, le MUTE s'active et la première ampoule auxiliaire ou la seconde se met en route. Chaque minute, un bip d'alerte vous rappelle que l'ampoule principale est en panne. La luminosité précédente est mémorisée pour la prochaine utilisation/opération.

La poignée stérilisable peut-être facilement enlevée. Elle est munie en option d'un system UPS et d'un système de caméra vidéo. 4760 morceaux convexes sont installés sur la lamelle du réflecteur ce qui permet une parfaite mise au point.

CARACTERISTIQUES :

- * Lampe : 1 pièce
- * Diamètre de la lampe : 62 cm
- * Réflecteur : réflecteur polygonal
- * Intensité : 110000 Lux (chacune)
- * Température de couleur : 4300°K+/-200
- * CRI : 93+/-3

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Profondeur de foyer : 60 cm ~ 180 cm
- * Profondeur de lumière : 70 cm
- * Ampoule spécifique : 24 V 150 W halogène.
- * Nombre d'ampoules : 1 ampoule principale 2 ampoules de rechanges.
- * Rayon d'action : 198 cm ou sur ordre
- * Hauteur d'ajustement de la tige : 105cm
- * Alimentation: AC 100 ~ 260 V.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-scialytiques/1606-lampe-d-operation-scialytique-modele-skyline-slg-100w.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com