

FICHE PRODUIT



Régulateur de vide à prise NF, LV

Référence : SOC-5352004

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Régulateur de vide à prise NF, LV

Les régulateurs de vide de faible dépression LV sont des équipements d'aspiration médicale alimenté par une source de vide de 120 L/min – 80 kPa, dispose d'un mécanisme de régulation calibré qui permet d'obtenir une stabilité et une précision extraordinaires.

Compatible avec l'IRM.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/16060-regulateur-de-vide-a-prise-nf-lv.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com